


## WENEA-Therapieprodukte

(Preise inkl. 19% MwSt, bei Bestellungen unter 50,- Euro zzgl. 5,- Euro Versandpauschale)



**Wenea Therapieraps**      **6 kg Therapieraps (=eine Wannenfüllung) 24,- €**  
**4 kg Therapieraps (= für FlexiSack) 18,-€**

wird seit Jahren mit großem Erfolg in der Neurologie und Orthopädie eingesetzt. Therapieraps wird gekühlt oder raumtemperiert zur Behandlung von Entzündungen, Schmerzen, Sensibilitätsstörungen und zur Mobilisation der Hand- und Fingergelenke verwendet. Im Rapsbad sind Bewegungen bei geringstem Widerstand möglich. Raps eignet sich auch zur taktilen Stimulation bei Wahrnehmungsstörungen. Der Wenea-Raps ist mehrfach gereinigt und auf Pilz- und Pestizidrückstände untersucht. (Medizinprodukt mit CD-Zeichen)




**Wenea Sensi Perls**      **4,5 kg Sensi Perls (= eine Wannenfüllung) 39,- €**

sind kleine, geschmeidige Kunststoffperlen aus reinem Polypropylen Linsengranulat. Sie sind ideal für sensomotorische Übungen der Hände und Unterarme, zum Kraftaufbau und zur Mobilisation. Die glatte Oberfläche der 5 mm großen Kunststoffperlen macht leichte Bewegungen möglich. Wenea Sensi Perls sind wasch- und desinfizierbar.



**Wenea Kirschkerne**      **5 kg Kirschkerne (=eine Wannenfüllung) 24,- €**  
**3,5 kg Kirschkerne (= für FlexiSack) 18,- €**

eignen sich für sensomotorische Übungen der Arme und Beine. Als grobes Körnermaterial unterstützen sie Kraftaufbau und Beweglichkeitstraining. Kirschkerne fühlen sich angenehm holzig und bei Zimmertemperatur etwas warm an. Wenea Kirschkerne sind wasch- und desinfizierbar.



**Wenea Ergonomiewanne**      **96,- Euro**

wurde speziell für den Therapieeinsatz entwickelt. Sie ermöglicht eine physiologische bequeme Haltung. Die ergonomische Form, die Armauflage und die geringe Höhe garantieren entspanntes Arbeiten im Therapieraps oder anderen Materialien. Verkrampfungen im Nacken- und Schulterbereich wird vorgebeugt. Schmerzhafteste Druckstellen an den Armen werden vermieden. Bei erhöhtem Muskeltonus wirkt die Armauflage tonussenkend. Die Ergonomiewanne besteht aus langlebigem und stabilem ABS Kunststoff und ist mit herkömmlichen Desinfektionsmitteln leicht zu reinigen.

Maße: Breite 64 cm, Höhe 15 cm, Tiefe 48 cm





### Wenea Wanneneinlage

36,- €

eignet sich speziell für den Einsatz mit der Ergonomiewanne. Sie hat exakt die Form der Wanne und ist mit einem Handgriff zu verschließen. Das jeweilige Therapiematerial befindet sich in der Wanneneinlage. So können verschiedene Materialien einfach gewechselt werden. Zur Kühlung der Rapskörner ist die Einlage besonders geeignet, da sie verschlossen in den Kühlschrank gelegt werden kann.

Material: 100 % Baumwolle - Farben: Natur, Blau



### Wenea FlexiSack

36,- €

Ist besonders für die Behandlung einer Hand geeignet. Man kann ihn bequem auf dem Schoß oder Tisch abstellen. Das Therapiematerial findet viel Platz darin und baut kaum Druck auf, so dass Sie Ihre Hand mit wenig Kraftaufwand darin bewegen können. Die Bodenfläche und vier eingnähte Stützseile sorgen für Standfestigkeit ohne dabei starr zu sein. Der FlexiSack ist ideal für den Einsatz zu Hause oder bei Hausbesuchen. Mit dem Kordelstopper ist er schnell zu verschließen. Er eignet sich besonders für die Therapiematerialien in den kleinen Einheiten.



### Komplettangebot Therapieraps

139,- €

- 6 kg Therapieraps
- Eine Wanneneinlage (natur oder blau)
- Eine Wenea Ergonomiewanne

### Komplettangebot Kirschkerne

139,- €

- 5 kg Kirschkerne
- eine Wanneneinlage (natur oder blau)
- eine Wenea Ergonomiewanne



### Komplettangebot Natur

199,- €

- 6 kg Therapieraps
- 5 kg Kirschkerne
- zwei Wanneneinlagen (natur und blau)
- eine Wenea Ergonomiewanne
- eine Lagerbox